


なぜ？

子どもは歯みがきを嫌がるの？


小さな子どもには、口に歯ブラシが入ってくること自体が、気持ち悪く・怖いこと。さらに歯ぐきに当たった時の痛みで歯みがきが嫌になってしまうことがあります。



Possiなら

仕上げみがきを「楽しい時間」に！

口に入れると骨伝導で音楽が聞こえるから



子どもを叱ったり、無理に押さえることが減る

開発者の想い

Possiを使って、歯みがきを親子の大切なコミュニケーション時間に変える

自分の子どもの歯みがきで大変な思いをしていた時、「テクノロジーを使って、もっと楽に歯みがき出来ないかな」と思ったのがPossi開発の始まりです。自身の開発していた超薄型の振動デバイス技術を歯ブラシに取り入れて、子どもの大好きな音楽を骨伝導で聞くというブレイクスルーで、子どもが自分から仕上げみがきしてほしいというスマート歯ブラシを実現しました。

寝る前の最後の大仕事として歯みがきを苦痛に思っているお父さん・お母さんにぜひ使って頂いて、歯みがきを親子の大切なコミュニケーション時間に変え、同時に、歯みがきが楽に終わる分、穏やかな時間を過ごして欲しいと願っています。

Possiプロジェクト
チームリーダー 稲垣



Possi公式Instagram
ID: @possi_kyocera

Possi公式ツイッター
ID: Possi78535715

商品詳細・ご購入はこちらから



Possiに関する
お問い合わせはこちらから

<https://contact.kyocera.co.jp/inquiry/ja/possi/input.html>

京セラ株式会社 Possiプロジェクト

お問合せ先 0120-907-016 (無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝・会社休日を除く)

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1

「Possi (ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。

© 2021 KYOCERA Corporation
カタログ発行 2021年11月a

Possi®

子どもの歯みがきが楽しくなる ふしぎな歯ブラシ

82%のお子様が
Possiで歯みがきに
前向きに！



GOOD
DESIGN



KYOCERA × LION



Possi® は子どもの歯みがきを楽しむ、仕上げみがき用歯ブラシです。

Possiを使っの歯みがきでは、ブラシの振動による骨伝導技術で、子どもにだけ音楽が聞こえます。歯みがき中に大好きな音楽が聞こえることで、子どもに楽しく大人しく、しっかり仕上げみがきを受けてもらうことができます。

Possiの振動は、音楽を楽しむための振動であり、一般の電動歯ブラシの歯みがき効果はありません。子どもが安全に使用できる振動レベルに抑えています。


Possiの使い方



Question

Possiで仕上げみがきをして
お子さんが歯みがきに前向きになりましたか？

1～5歳のお子さんを持つ方に試していただきました



「はい」と答えた方のご意見

- 歯みがきを嫌がるのが極端に減りました
- 歯みがきが楽しくなり、歯みがきをしたとせがむようになりました
- 子どもが嫌がらないから気が楽になりました
- 歯みがきの時のイライラが減りました
- やさしく、ゆっくり歯みがきするようになりました
- ホントはしたくないのに子どもを押さえつけて歯みがきしていた葛藤から解放されました

※クラウドファンディング品による感想フィードバック
(京セラ社内購入者、社外モニター貸出イベント)

商品ラインナップ

KYOCERA × LION

京セラとライオンが共同開発



- 1・2・3 STEP 3ステップでかんたん操作
- 握りやすいタマゴのような形
- 骨伝導により音楽が聞こえる
- 振動効果と清掃力を両立したブラシ

※CRI・ミドルウェア社のデジタル駆動アンプ搭載 CRIWARE®



サイズ	ポッシ(本体+ブラシ):約40×46×153mm	
重量	ポッシ(本体+ブラシ):約43g ※電池含まず	
付属品	置き台、ケーブル(約1m)、動作確認用電池(単5形電池2本)	
品質表示	柄の材質: ポリプロピレン、SBC 毛のかたさ: やわらかめ	毛の材質: ナイロン 耐熱温度: 60℃