

FINESIA Forum Tour 2018

デンタルインプラントの新機軸 ～FINESIAの実際～

2017年7月よりオプティマスレッド[®]を採用したインプラントシステム「FINESIA(ファインシア)」の正式販売を開始し、1年半のモニターを含め約4万本を出荷、多くの先生方に臨床使用していただいております。

FINESIAはボーンレベルタイプ/ティッシュレベルタイプ/1ピースタイプに対して共通化された埋入窩形成が可能であり、更に補綴パーツも豊富にラインナップし、多様化する症例への対応やCAD/CAMシステムとの連携等、拡張性が期待できるシステムです。

本セミナーでは、長崎大学口腔インプラント科 教授 澤瀬 隆先生により、骨配向性とインプラントの関係性についてご解説いただき、著名な臨床家の先生方に最新の臨床トピックについてご講演いただきます。

多数の先生方のご参加を心よりお待ちしております。

※Optimum(最適)とThread(ねじ山)の造詣

講 師	 〈座長〉広島県広島市 広島タワーデンタルクリニック理事長 小笠原一行 先生	 長崎大学大学院 歯歯学総合研究科 口腔インプラント学分野 教授 澤瀬 隆 先生	 歯科糸瀬正通医院 院長 糸瀬 正通 先生	 高知県高知市 ファミリーデンタルクリニック院長 長山 英樹 先生	 福岡県福岡市 ばば歯科クリニック院長 馬場 正英 先生
演 題	骨質を制御する インプラントデザイン ”FINESIA”の新機軸		抜歯即時埋入における FINESIAの有用性		FINESIAの デザインを考慮した 臨床上のポイント
日 程	2018年 6月24日(日) 10:00～16:00				
会 場	広島県歯科医師会館 ハーモニーホール 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3丁目2番3号 TEL:082-263-8020				
受 講 料	歯科医師：8,000円(税込) コ・デンタル(歯科技工士／歯科衛生士)：5,000円(税込) 振込先 銀行：三菱東京UFJ銀行 支店：新大阪北支店 科目：普通預金 □座番号：0602400 □座名義：京セラ株式会社			定 員 100名	
主 催	京セラ株式会社			・定員に達し次第締切らせていただきます。 ・駐車場はご用意しておりませんので公共交通機関をご利用ください。	

FINESIA Forum Tour 2018 参加申込書 (広島会場)

京セラ株式会社 メディカル事業部 宛

FAX:075-778-1983

ふりがな			ふりがな		
貴医院名/ 大学名			お名前		
			e-mail:		
〒			特約店様名		
ご住所			今までに使用された インプラント		
TEL: () () ()			FAX: () () ()		

●お申し込みいただいた後、受講票をお送りいたします。 ●ご提供いただいた情報については、個人情報の保護に関する法律およびその他の関連法令、ならびに弊社の個人情報保護基本方針に基づき管理します。 ●ご提供いただいた情報については提供者様の同意なく本講演会以外の目的に利用せず、また第三者に開示、提供しません。 ●ご提供いただいた情報の集計作業を外部へ委託する場合があります。なお、かかる場合においては当該業務委託先と弊社の間で秘密保持契約を締結し、ご提供いただいた情報を保護します。



お問合わせ先

京セラ株式会社 メディカル事業部 〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 Tel: 075-778-1982

Thread Design

インプラントにおける配向性の概念図

コラーゲン繊維と生体アパタイト結晶の配向は、荷重ベクトルに制御されます。右図のように上向き溝と下向き溝の周囲で異なる結果を示すと報告されています。上向き溝では、荷重下において連続的な応力伝達を図られることが示唆されています。




下向き配向溝 (左) と上向き配向溝 (右) を付与した、インプラント周囲骨のコラーゲン繊維と生体アパタイト結晶の配向性の模式図

参考文献 Optically oriented grooves on dental implants improve bone quality around implants under repetitive mechanical loading.
Kuroshima S, Sawase T. et.al. Acta Biomater. 2017 Jan 15;48:433-444

System


多様化する症例に対応した豊富なラインナップ




治療部位、機能要求、手技に適したインプラントタイプを選択いただけます。

BL: Bone Level TL: Tissue Level 1P: 1 Piece HA: Hydroxyapatite AO: Anode Oxidized

Bone Level Prosthetics Parts




Tissue Level Prosthetics Parts



セメント固定、スクリュー固定、オーバーデンチャーまで対応できる多彩な補綴パーツをラインナップしました。

Product



各インプラントタイプにおけるドリルシステムの共通化

- ・各インプラントタイプのボディ外形を統一することで同一の術式によるドリリングが可能です。
- ・京セラ機械工具部門の「精確、且つ効率的に切削する」ノウハウを活かしたドリルシステムです。

BL



- ・プラットフォームスイッチング
- ・マイクロスレッド
- ・テーパードHEXジョイント (8.5°)

TL



- ・コンケイブカントウア
- ・テーパードOCTAジョイント (8.0°)

1P



- ・内側性埋入機構