


キャンペーン期間:2021年11月22日(月)▶2022年6月30日(木)



この度、Osseo 100+の新発売を記念いたしまして、新発売キャンペーンを企画いたしました。
期間中パターンA、Bでまとめてご注文いただきますと、特別価格にてご提供いたします。
ぜひこの機会にご購入いただきますようお願い申し上げます。

今だけ、希望小売価格合計を**特別価格**でご提供！

パターン A

Osseo 100+セット メーカー希望小売価格 ¥320,000(税別)/台	+	お好みのマルチペグ メーカー希望小売価格 ¥5,000(税別)/個
		
1台		3個
メーカー希望小売価格合計 ¥ 335,000 (税別)		
計 4 点		

パターン B

Osseo 100+セット メーカー希望小売価格 ¥320,000(税別)/台	+	お好みのインプラント体 メーカー希望小売価格 ¥29,000(税別)/本
		
1台		20本
メーカー希望小売価格合計 ¥ 900,000 (税別)		
計 21 点		

FINESIA
FBL-HA
FTL-HA-MF

ISQ測定器

Osseo 100+



Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値(インプラント安定指数)を表示します。

インプラントの荷重時期が判断できるようになる為、インプラント治療における
施術計画に役立ち、術者をサポートします。

<再利用可能なマルチペグ>

- ・様々なインプラントシステムに対応*
- ・生体にやさしく、耐久性のあるチタン製
- ・オートクレーブ可能(20回)



*二次元バーコードから対応する
インプラントシステムをご確認ください。



●販売名:オッセオ 100+ ●医療機器届出番号:09B2X00016000153 ●製造販売元:株式会社ナカニシ
●販売名:FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト ●医療機器承認番号:22800BZX00035000 ●製造販売元:京セラ株式会社
●販売名:FINESIA TLフィクスチャー ファイナタイト ●医療機器承認番号:22800BZX00038000 ●製造販売元:京セラ株式会社
「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。

<問い合わせ先>

製品に関してご不明点がございましたら、京セラ株式会社 メディカル事業部までお問い合わせください。

京セラ株式会社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

■当書面に記載している情報は2022年4月現在のものです。 ■当書面について、無断で複製・転載することを禁じます。