

針付縫合糸バイオテックス 新発売キャンペーン

ご好評につき
期間延長!

キャンペーン期間:2021年6月25日(金)▶12月28日(火)

この度、針付縫合糸バイオテックスの新発売を記念いたしまして、新発売キャンペーンを企画いたしました。
期間中、5個まとめてご注文いただきますと、特別価格にてご提供いたします。
是非この機会にご購入いただきますようお願い申し上げます。



5箱まとめてご注文いただきますと 特別価格にてご提供いたします。

特別価格につきましては、お出入りの歯科商店様にお問合せください。

【製品特長】

<縫合糸>

・材質:PTFE(フッ素樹脂)

⇒生体適合性が高く、組織炎症がおきにくい。
摩耗係数が低く滑りが良いため、増し締めができる。
柔軟性が高く、軟組織への刺激を最小限に抑える。

・構造:モノフィラメント(単糸)

⇒マルチフィラメントと比較するとプラークや唾液、滲出液などが
吸着しにくく、感染による治癒の阻害を防ぐ。

材質:PTFE 糸太さ:5-0/4-0/3-0 長さ45cm

<針>


スリムカット逆三角針は、スムーズに針を刺し込みやすく、
周囲組織の損傷を最小限に抑える。



スリムカット逆三角針



モノフィラメント(単糸)構造



逆三角針

(Reverse Cutting Needle)

サークル:3/8弱弯 形状:逆三角針

●販売名:バイオテックス ●医療機器認証番号:229AKBZI00035000 ●製造販売元:株式会社ジオメディ
OF「バイオテックス」(ロゴ)は、KANG, Ho Changの登録商標です。

発 売 元 京セラ株式会社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501 Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

製品に関してご不明点がございましたら、京セラ株式会社 メディカル事業部 営業担当までお問い合わせください。
本社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501 TEL:075-778-1982 FAX:075-778-1983

札幌営業所	TEL:011-555-3288	FAX:011-281-6525	大阪事業所	TEL:06-7178-1898	FAX:06-6350-8157
東京事業所	TEL:03-5782-7018	FAX:03-5782-8518	岡山営業所	TEL:086-803-3625	FAX:086-225-2289
名古屋営業所	TEL:052-930-1480	FAX:052-938-1388	九州営業所	TEL:092-452-8148	FAX:092-452-8177

ご注文書

必要事項をご記入の上、お出入り歯科商店様にお渡しください。

針付縫合糸 バイオテックス 希望小売価格:¥14,500(税別) 10本入り/箱	5-0 16RC (糸太さ5-0、針長16mm)	()	箱	※サイズの混合も可能です。 ご注文数 計5箱 () セット
	4-0 16RC (糸太さ4-0、針長16mm)	()	箱	
	4-0 19RC (糸太さ4-0、針長19mm)	()	箱	
	3-0 19RC (糸太さ3-0、針長19mm)	()	箱	

貴医院名	氏名	お出入りの歯科商店様名
ご住所		
TEL		

■当書面に記載している情報は2021年5月現在のものです。

■当書面について、無断で複製・転載することを禁じます。

© 2021 KYOCERA Corporation