

# Biomaterials

proposed by KYOCERA

歯科用コラーゲン使用骨再生材料

## リフィット® デンタル

- 操作性に優れた骨再生材料

浸潤時にスポンジのような弾力性を有しているため、患部に隙間なくフィットすることができます。また、メスやハサミなどで容易に加工ができます。

- 自家骨類似の構造・組成

- 生体内での吸収置換性

寸法:  $\phi 11 \times 12 \text{mm}$

販売名: リフィット デンタル 医療機器承認番号: 30100BZX00096000  
「リフィット」はHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。




非吸収性歯科用骨再建インプラント材

## アパセラム®-AX デンタル

- 均一で骨再生に最適な「三重気孔構造」

- 「早期骨形成能」を有し、骨組織と同化



顆粒径:  $0.6 \sim 1.0 \text{mm} / 1.0 \sim 2.0 \text{mm}$

販売名: アパセラム-AX デンタル 医療機器承認番号: 30100BZX00050000  
「アパセラム」はHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。




吸収性歯科用骨再建インプラント材

## オスフィール®

- ミクロの連通気孔は約50%

- 表面積が広く、細胞の侵入を促す  
液性成分が染み込みやすい



粒径:  $0.15 \sim 0.5 \text{mm} / 0.5 \sim 1.0 \text{mm} / 1.0 \sim 2.0 \text{mm}$


販売名: オスフェリオン DENTAL 医療機器承認番号: 22700BZX00221000  
「オスフィール」はオリンパスステルモバイオマテリアル株式会社の登録商標です。



体内固定用プレート

## ウルトラフレックス メッシュプレート

- 特殊なメッシュ構造で曲面になじむフレキシビリティ




寸法:  $25 \times 35 \text{mm} / 35 \times 48 \text{mm}$

販売名: ウルトラフレックスメッシュプレート 医療機器承認番号: 22500BZX00458000

吸収性歯周組織再生用材料


## コーケンティッシュガイド

- 生体親和性の良いアテロコラーゲンが  
主成分の吸収性メンブレン



寸法:  $25 \times 40 \text{mm}$

販売名: コーケンティッシュガイド 医療機器承認番号: 20700BZX00369000



製造販売元 (リフィット デンタル、アパセラム-AX デンタル):  
**HOYA Technosurgical 株式会社** [www.hoyatechnosurgical.co.jp](http://www.hoyatechnosurgical.co.jp)  
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL: 03-5369-1710

製造販売元 (ウルトラフレックス メッシュ プレート):  
**株式会社ネクスト21** [www.next21.info](http://www.next21.info)  
〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1 TEL: 03-5840-8830

製造販売元 (オスフィール):  
**オリンパスステルモバイオマテリアル株式会社** [www.biomaterial.co.jp](http://www.biomaterial.co.jp)  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1 TEL: 03-5738-3950

製造販売元 (コーケンティッシュガイド):  
**株式会社高研** [www.kokenmpc.co.jp](http://www.kokenmpc.co.jp)  
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 TEL: 03-3816-3500