

インプラント/上部構造複合体の 構成について考える

Webinar

外科 / 埋入

高 / 軟組織マネジメント

印象 / 補綴

講師

長崎大学
澤瀬 隆先生

<所属>

長崎大学 生命医科学域（歯学系）口腔インプラント学分野 教授

長崎大学 病院口腔顎顔面インプラントセンターセンター長

<資格・学会>

（公社）日本補綴歯科学会 指導医・専門医

（公社）日本口腔インプラント学会 指導医・専門医 ほか



日時

2024年6月12日 [水] 19:30 - 21:00

費用

無料

定員

300名

概要

ボーンレベルインプラントにおいては、インプラント体と上部構造間にアバットメント（中間構造体）を介在させるインダイレクト構造と、アバットメントと上部構造を一体化し、インプラント直上から上部構造体をスクリュー固定するダイレクト構造がある。一方、ティッシュレベルインプラントでは、インプラント体が軟組織上縁近傍まで一体化しており、上部構造が連結されることになる。すなわち、インダイレクト構造ではアバットメント、ダイレクト構造では上部構造体、ティッシュレベルではインプラント体が軟組織と界面を持つことになる。今回のWebinarでは、これら3つのインプラントと上部構造の構成にフォーカスし、その特徴、長所・短所、臨床における使い分けについて考察する。

お申し込み

イベント応募フォームからお申し込みください

https://kyocera.zoom.us/webinar/register/WN_0tOe6HxkRtyCyX-dakGsHg



こちらからも
お申し込みいただけます

こんな方にお勧め

- ボディタイプや接合状態、アバットメントのデザイン等と合併症との関連性を知りたい先生
- 日々のインプラント治療で想定外のトラブルに不安を感じている先生
- 臨床において適切なインプラントシステムの選定にお悩みの先生

