



FINESIA® BL用 インプラントレプリカ

FBL デジタルアナログ

3Dプリンターで製作した 作業模型用のインプラントレプリカ



2ピース構造だから
積層造形後の作業模型に
簡単・確実に装着可能。



重要

FBL デジタルアナログを使ってインプラント作業模型を製作するには、以下の条件を満たす必要があります。

- ・CADソフトウェア「DentalSystem」又は「exocad」が使用できること。
- ・各ソフトウェアで「モデル製作」及び「アバットメントデザイン」のモジュール追加がされていること。
- ・FINESIAインプラントライブラリがインポートされていること。

ご注意

FBL デジタルアナログは高精度に製造されていますが、FBL デジタルアナログを使ったインプラント作業模型については、積層造形装置の造形精度や使用材料の安定性などに依存しますので、予め了承をお願いいたします。

詳しい使用方法は右のQRコードよりアクセスいただき「マニュアル」をご覧ください。



商品コード	商品名	入数	備考
BCDO11823	FBL DIGI ANALOG-NP	1個入り	FINESIA BL ナロープラットフォーム用
BCDO11824	FBL DIGI ANALOG-RP		FINESIA BL レギュラープラットフォーム用
BCDO11825	FBL DIGI ANALOG-WP		FINESIA BL ワイドプラットフォーム用
BCDO11826	FBL DIGI ANALOG-SP		FINESIA BL スプリントアバットメント用

●販売名：D I Mアナログ ●医療機器届出番号：26B1X00004000268 ●製造販売元：株式会社松風

<製造販売元>

株式会社松風

〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 TEL：075-561-1112

<発売元>

京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 TEL：075-778-1982 FAX：075-779-1983

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

東京事業所 〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32-42 I-Sビル TEL：03-5782-7018 FAX：03-5782-8518

札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3 札幌MNビル10F TEL: 011-555-3288 FAX: 011-281-6525
名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目15-31 住友生命千種ニューターワール6F TEL: 052-930-1480 FAX: 052-938-1388
大阪事業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 上村ニッセイビル9F TEL: 06-7178-1898 FAX: 06-6350-8157
岡山営業所 〒700-0826 岡山市北区磨屋町10-16 あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F TEL: 086-803-3625 FAX: 086-225-2289
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 博多プライムイースト7F TEL: 092-452-8148 FAX: 092-452-8177



finesia.world



LINE 登録