


FINESIA[®]

TLインプラント(マウントタイプ) PRODUCT LIST

製品リスト

FINESIA

Tissue Level



(単位:mm)

Platform プラットフォーム	RP Regular Platform		WP Wide Platform	
	Platform Diameter プラットフォーム径		Platform Diameter プラットフォーム径	
Tip Type 先端形状	Diameter 直径		Diameter 直径	
	Length 骨内長		Length 骨内長	
	φ4.8		φ6.5	
	φ3.7 φ4.2 φ4.7		φ4.7 φ5.2	
	 Tapered type (TP)		or	 Straight type (ST)
	 HA (HAコーティング)		or	 A0 (陽極酸化処理)
	6.0 8.0 10.0 12.0 14.0			


Tissue Level

RP

Regular Platform

φ3.7 φ4.2 φ4.7

インプラント (マウントタイプ)



TL HA TP RP

Tapered type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0	2.5	FTL-HA-37-8TP-25RP	BCD012331
10.0	8.0		FTL-HA-37-10TP-25RP	BCD012332
12.0	10.0		FTL-HA-37-12TP-25RP	BCD012333
14.0	12.0		FTL-HA-37-14TP-25RP	BCD012334
8.0	6.0	3.5	FTL-HA-37-8TP-35RP	BCD012337 ※
10.0	8.0		FTL-HA-37-10TP-35RP	BCD012338 ※
12.0	10.0		FTL-HA-37-12TP-35RP	BCD012339 ※
14.0	12.0		FTL-HA-37-14TP-35RP	BCD012340 ※


Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0	2.5	FTL-HA-42-8TP-25RP	BCD012349
10.0	8.0		FTL-HA-42-10TP-25RP	BCD012350
12.0	10.0		FTL-HA-42-12TP-25RP	BCD012351
14.0	12.0		FTL-HA-42-14TP-25RP	BCD012352
8.0	6.0	3.5	FTL-HA-42-8TP-35RP	BCD012355 ※
10.0	8.0		FTL-HA-42-10TP-35RP	BCD012356 ※
12.0	10.0		FTL-HA-42-12TP-35RP	BCD012357 ※
14.0	12.0		FTL-HA-42-14TP-35RP	BCD012358 ※

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0	2.5	FTL-HA-47-8TP-25RP	BCD012385
10.0	8.0		FTL-HA-47-10TP-25RP	BCD012386
12.0	10.0		FTL-HA-47-12TP-25RP	BCD012387
8.0	6.0	3.5	FTL-HA-47-8TP-35RP	BCD012391 ※
10.0	8.0		FTL-HA-47-10TP-35RP	BCD012392 ※
12.0	10.0		FTL-HA-47-12TP-35RP	BCD012393 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長) ※受生製品

(カバースクリュー 1 個同梱)

表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)



TL HA ST RP

Straight type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm

Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0		FTL-HA-37-6ST-25RP	BCD012220
8.0	6.0		FTL-HA-37-8ST-25RP	BCD012221
10.0	8.0	2.5	FTL-HA-37-10ST-25RP	BCD012222
12.0	10.0		FTL-HA-37-12ST-25RP	BCD012223
14.0	12.0		FTL-HA-37-14ST-25RP	BCD012224

6.0	4.0		FTL-HA-37-6ST-35RP	BCD012226 ※
8.0	6.0		FTL-HA-37-8ST-35RP	BCD012227 ※
10.0	8.0	3.5	FTL-HA-37-10ST-35RP	BCD012228 ※
12.0	10.0		FTL-HA-37-12ST-35RP	BCD012229 ※
14.0	12.0		FTL-HA-37-14ST-35RP	BCD012230 ※

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm

Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0		FTL-HA-42-6ST-25RP	BCD012238
8.0	6.0		FTL-HA-42-8ST-25RP	BCD012239
10.0	8.0	2.5	FTL-HA-42-10ST-25RP	BCD012240
12.0	10.0		FTL-HA-42-12ST-25RP	BCD012241
14.0	12.0		FTL-HA-42-14ST-25RP	BCD012242

6.0	4.0		FTL-HA-42-6ST-35RP	BCD012244 ※
8.0	6.0		FTL-HA-42-8ST-35RP	BCD012245 ※
10.0	8.0	3.5	FTL-HA-42-10ST-35RP	BCD012246 ※
12.0	10.0		FTL-HA-42-12ST-35RP	BCD012247 ※
14.0	12.0		FTL-HA-42-14ST-35RP	BCD012248 ※

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm

Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0		FTL-HA-47-6ST-25RP	BCD012274
8.0	6.0	2.5	FTL-HA-47-8ST-25RP	BCD012275
10.0	8.0		FTL-HA-47-10ST-25RP	BCD012276
12.0	10.0		FTL-HA-47-12ST-25RP	BCD012277

6.0	4.0		FTL-HA-47-6ST-35RP	BCD012280 ※
8.0	6.0	3.5	FTL-HA-47-8ST-35RP	BCD012281 ※
10.0	8.0		FTL-HA-47-10ST-35RP	BCD012282 ※
12.0	10.0		FTL-HA-47-12ST-35RP	BCD012283 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー 1個同梱)

※受注生産品




表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL



TL AO TP RP

Tapered type

Diameter		$\phi 3.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-AO-37-8TP-25RP	BCD012111
10.0		FTL-AO-37-10TP-25RP	BCD012112
12.0		FTL-AO-37-12TP-25RP	BCD012113
14.0		FTL-AO-37-14TP-25RP	BCD012114

8.0	3.5	FTL-AO-37-8TP-35RP	BCD012117 ※
10.0		FTL-AO-37-10TP-35RP	BCD012118 ※
12.0		FTL-AO-37-12TP-35RP	BCD012119 ※
14.0		FTL-AO-37-14TP-35RP	BCD012120 ※

Diameter		$\phi 4.2$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-AO-42-8TP-25RP	BCD012129
10.0		FTL-AO-42-10TP-25RP	BCD012130
12.0		FTL-AO-42-12TP-25RP	BCD012131
14.0		FTL-AO-42-14TP-25RP	BCD012132

8.0	3.5	FTL-AO-42-8TP-35RP	BCD012135 ※
10.0		FTL-AO-42-10TP-35RP	BCD012136 ※
12.0		FTL-AO-42-12TP-35RP	BCD012137 ※
14.0		FTL-AO-42-14TP-35RP	BCD012138 ※

Diameter		$\phi 4.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-AO-47-8TP-25RP	BCD012165
10.0		FTL-AO-47-10TP-25RP	BCD012166
12.0		FTL-AO-47-12TP-25RP	BCD012167


8.0	3.5	FTL-AO-47-8TP-35RP	BCD012171 ※
10.0		FTL-AO-47-10TP-35RP	BCD012172 ※
12.0		FTL-AO-47-12TP-35RP	BCD012173 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長) ※受注生産品
(カバースクリュー 1 個同梱)



表面処理 **AO**
Anode Oxidization (陽極酸化)

インプラント (マウントタイプ)



TL AO ST RP

Straight type

Diameter		$\phi 3.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-AO-37-6ST-25RP	BCD012000
8.0		FTL-AO-37-8ST-25RP	BCD012001
10.0		FTL-AO-37-10ST-25RP	BCD012002
12.0		FTL-AO-37-12ST-25RP	BCD012003
14.0		FTL-AO-37-14ST-25RP	BCD012004

6.0	3.5	FTL-AO-37-6ST-35RP	BCD012006 ※
8.0		FTL-AO-37-8ST-35RP	BCD012007 ※
10.0		FTL-AO-37-10ST-35RP	BCD012008 ※
12.0		FTL-AO-37-12ST-35RP	BCD012009 ※
14.0		FTL-AO-37-14ST-35RP	BCD012010 ※

Diameter		$\phi 4.2$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-AO-42-6ST-25RP	BCD012018
8.0		FTL-AO-42-8ST-25RP	BCD012019
10.0		FTL-AO-42-10ST-25RP	BCD012020
12.0		FTL-AO-42-12ST-25RP	BCD012021
14.0		FTL-AO-42-14ST-25RP	BCD012022

6.0	3.5	FTL-AO-42-6ST-35RP	BCD012024 ※
8.0		FTL-AO-42-8ST-35RP	BCD012025 ※
10.0		FTL-AO-42-10ST-35RP	BCD012026 ※
12.0		FTL-AO-42-12ST-35RP	BCD012027 ※
14.0		FTL-AO-42-14ST-35RP	BCD012028 ※

Diameter		$\phi 4.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-AO-47-6ST-25RP	BCD012054
8.0		FTL-AO-47-8ST-25RP	BCD012055
10.0		FTL-AO-47-10ST-25RP	BCD012056
12.0		FTL-AO-47-12ST-25RP	BCD012057

6.0	3.5	FTL-AO-47-6ST-35RP	BCD012060 ※
8.0		FTL-AO-47-8ST-35RP	BCD012061 ※
10.0		FTL-AO-47-10ST-35RP	BCD012062 ※
12.0		FTL-AO-47-12ST-35RP	BCD012063 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー1個同梱)

※受注生産品



表面処理 AO
Anode Oxidization (陽極酸化)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL

Tissue Level

WP

Wide Platform

φ4.7 φ5.2

インプラント（マウントタイプ）



TL HA TP WP

Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
8.0	6.0		FTL-HA-47-8TP-25WP	BCD012403	
10.0	8.0	2.5	FTL-HA-47-10TP-25WP	BCD012404	
12.0	10.0		FTL-HA-47-12TP-25WP	BCD012405	
8.0	6.0		FTL-HA-47-8TP-35WP	BCD012409 ※	
10.0	8.0	3.5	FTL-HA-47-10TP-35WP	BCD012410 ※	
12.0	10.0		FTL-HA-47-12TP-35WP	BCD012411 ※	

Diameter		$\phi 5.2$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
8.0	6.0		FTL-HA-52-8TP-25WP	BCD012421	
10.0	8.0	2.5	FTL-HA-52-10TP-25WP	BCD012422	
12.0	10.0		FTL-HA-52-12TP-25WP	BCD012423	
8.0	6.0		FTL-HA-52-8TP-35WP	BCD012427 ※	
10.0	8.0	3.5	FTL-HA-52-10TP-35WP	BCD012428 ※	
12.0	10.0		FTL-HA-52-12TP-35WP	BCD012429 ※	


Diameter = (直径) Length = (骨内長)

※受注生産品

(カバースクリュー1個同梱)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)



TL HA ST WP

Straight type

Diameter		$\phi 4.7$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
6.0	4.0	2.5	FTL-HA-47-6ST-25WP	BCD012292	
8.0	6.0		FTL-HA-47-8ST-25WP	BCD012293	
10.0	8.0		FTL-HA-47-10ST-25WP	BCD012294	
12.0	10.0		FTL-HA-47-12ST-25WP	BCD012295	
6.0	4.0	3.5	FTL-HA-47-6ST-35WP	BCD012298 ※	
8.0	6.0		FTL-HA-47-8ST-35WP	BCD012299 ※	
10.0	8.0		FTL-HA-47-10ST-35WP	BCD012300 ※	
12.0	10.0		FTL-HA-47-12ST-35WP	BCD012301 ※	

Diameter		$\phi 5.2$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
6.0	4.0	2.5	FTL-HA-52-6ST-25WP	BCD012310	
8.0	6.0		FTL-HA-52-8ST-25WP	BCD012311	
10.0	8.0		FTL-HA-52-10ST-25WP	BCD012312	
12.0	10.0		FTL-HA-52-12ST-25WP	BCD012313	
6.0	4.0	3.5	FTL-HA-52-6ST-35WP	BCD012316 ※	
8.0	6.0		FTL-HA-52-8ST-35WP	BCD012317 ※	
10.0	8.0		FTL-HA-52-10ST-35WP	BCD012318 ※	
12.0	10.0		FTL-HA-52-12ST-35WP	BCD012319 ※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

※受注生産品

(カバースクリュー1個同梱)




表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL



TL AO TP WP

Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
8.0	2.5	FTL-AO-47-8TP-25WP	BCD012183	
10.0		FTL-AO-47-10TP-25WP	BCD012184	
12.0		FTL-AO-47-12TP-25WP	BCD012185	
8.0	3.5	FTL-AO-47-8TP-35WP	BCD012189 ※	
10.0		FTL-AO-47-10TP-35WP	BCD012190 ※	
12.0		FTL-AO-47-12TP-35WP	BCD012191 ※	


Diameter		$\phi 5.2$		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
8.0	2.5	FTL-AO-52-8TP-25WP	BCD012201	
10.0		FTL-AO-52-10TP-25WP	BCD012202	
12.0		FTL-AO-52-12TP-25WP	BCD012203	
8.0	3.5	FTL-AO-52-8TP-35WP	BCD012207 ※	
10.0		FTL-AO-52-10TP-35WP	BCD012208 ※	
12.0		FTL-AO-52-12TP-35WP	BCD012209 ※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長) ※受注生産品
(カバースクリュー1個同梱)



表面处理 A0
Anode Oxidization (陽極酸化)

インプラント（マウントタイプ）



TL A0 ST WP

Straight type

Diameter		φ 4.7		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
6.0	2.5	FTL-A0-47-6ST-25WP	BCD012072	
8.0		FTL-A0-47-8ST-25WP	BCD012073	
10.0		FTL-A0-47-10ST-25WP	BCD012074	
12.0		FTL-A0-47-12ST-25WP	BCD012075	
6.0	3.5	FTL-A0-47-6ST-35WP	BCD012078 ※	
8.0		FTL-A0-47-8ST-35WP	BCD012079 ※	
10.0		FTL-A0-47-10ST-35WP	BCD012080 ※	
12.0		FTL-A0-47-12ST-35WP	BCD012081 ※	

Diameter		φ 5.2		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
6.0	2.5	FTL-A0-52-6ST-25WP	BCD012090	
8.0		FTL-A0-52-8ST-25WP	BCD012091	
10.0		FTL-A0-52-10ST-25WP	BCD012092	
12.0		FTL-A0-52-12ST-25WP	BCD012093	
6.0	3.5	FTL-A0-52-6ST-35WP	BCD012096 ※	
8.0		FTL-A0-52-8ST-35WP	BCD012097 ※	
10.0		FTL-A0-52-10ST-35WP	BCD012098 ※	
12.0		FTL-A0-52-12ST-35WP	BCD012099 ※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

※受注生産品

(カバースクリュー1個同梱)



表面処理 A0
Anode Oxidization(陽極酸化)

FINESIA TL

インスツルメント


※TLインプラント（マウントタイプ）のマウントを取り外し埋入する際の専用器具のみ掲載しています。

※ドリル関連等の外科器具ならびに上部構造用ドライバー等は、FINESIA PRODUCT LIST Tissue Level をご確認ください。

インプラントホルダー

マウント付きTLインプラント体からマウントを取り外すために使用する器具です。

商品名	商品コード
F-I HOLDER 37/42	BCDI11413
F-I HOLDER 47/52	BCDI11414




マウント付きインプラント体からマウントを取り外す方法

マウント付き FINESIA TL インプラント体を、把持機構付きインプラントドライバーで埋入する場合、
予め、口腔外でインプラント体からマウントを取り外す必要があります。
ここでは、その方法を説明します。



パッケージからケースを取り出します。
ケースの蓋を外し、
ケース側面をスライドさせます。



ドライバーホルダー C をマウントに装着し、
インプラント体をケースから取り出します。



インプラント体のついた
ドライバーホルダー C を、
インプラントホルダーに運搬します。



インプラントホルダーを把持して
ドライバーホルダー C を
マウントから外します。



F-DAホルダー、ヘキサロビュラドライバーを使用してマウントスクリューを外し、
鉗子等を用いて、インプラント体からマウントを外します。



インプラントドライバーを用いて、
インプラントホルダーから
インプラント体を取り出します。

販売名	承認 / 届出番号
FINESIA TLフィクスチャー ファイナフィックス	22800BZX00037000
FINESIA TLフィクスチャー ファイナタイト	22800BZX00038000
FINESIAインプラント用手術器具	26B1X10012101122

NOTES

NOTES



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」は、京セラ株式会社の登録商標です。

当術式マニュアルに記載の情報は2020年5月時点のものです。

© 2020 KYOCERA Corporation