

3-5 上部構造パーツ一覧

3-5-1 NP-Narrow Platform φ 3.2mm/3.4mm

スクリュー固定式



キャストオン
アバットメント

チタンベース
アバットメント

上部構造

セメント固定式



ポスト
アバットメント




アングル
アバットメント



フレパブル
アバットメント

テンポラリー
アバットメント



テンポラリーアバットメント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
カスタムヒーリングアバットメント



カバースクリュー




ヒーリングアバットメント



カスタムヒーリング
アバットメント

インプラント体



BL インプラント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ




使用するドライバーの形状
対角線距離：1.7mm
ヘキサロピュラドライバー

3-5-2 RP-Regular Platform φ 3.7mm/4.2mm




上部構造



カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
カスタムヒーリングアバットメント



インプラント体



カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ (インプラントレベル)

 使用するドライバーの形状
対角線距離：1.7mm
ヘキサロピュラドライバー

シリンダースクリュー
スプリットヒーリングキャップ
スプリットアバットメント アングルスクリュー (AN)
印象パーツ (スプリットABオープントレー)

 使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (スプリットABクローズドトレー)

 インプレッションドライバー

スプリットアバットメント スクリュー (ST)

 スプリットアバットメント用ドライバー

ボールアバットメント

 ボールアバットメントライバー

LOCATOR アバットメント

 LOCATOR アバットメントドライバー

3-5-3 WP-Wide Platform φ 4.7mm/5.2mm




スクリュー固定式



上部構造

セメント固定式



テンポラリーアバットメント



カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
カスタムヒーリングアバットメント



インプラント体



BLインプラント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ (インプラントレベル)



使用するドライバーの形状
対角線距離：1.7mm
ヘキサロピュラドライバー

シリンダースクリュー
スプリントヒーリングキャップ
スプリントアバットメント アングルスクリュー (AN)
印象パーツ (スプリントABオープントレー)



使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (スプリントABクローズドトレー)



インプレッションドライバー

スプリントアバットメント スクリュー (ST)



スプリントアバットメント用ドライバー

ボールアバットメント



ボールアバットメントライバー

LOCATOR アバットメント



LOCATOR アバットメントドライバー