

System Map

Single Stage 2ピースフィクスチャー FINAFIX FINATITE




- 骨内長: 8、10、12、14、16mm
- ネジ部直径: φ3.2、3.7、4.2mm


共通の器具・術式

Surgical Tools

クローバードリルシステム (外部注水)



※キャンボンドリルシステム (内部注水) もございます。



カバーキャップ
ロックスクリュー
CRスクリュー
スクリューポスト
コロナルスクリュー
アタッチメントメール
印象パーツ (オープントレー) (G)

使用するドライバーの形状
対辺距離: 1.1mm
フレックスドライバー

旧ロックスクリュー (マイナス溝)
旧ロックスクリュー (プラス溝)
印象パーツ (オープントレー) (N)

使用するドライバーの形状
マイナス溝幅: 0.5mm
ドライバー-S、ドライバー-C

印象パーツ (クローズドトレー)

インプレッションドライバー

TXキーパーホルダー

TXライバー