


POI System 3 Piece

- FINAFIX (骨内埋入深さ 8~20mm)
- FINATITE (骨内埋入深さ 8~20mm)



フィクスチャーキャップ
ヒーリングアパットメント
ロックスクリュー
CRスクリュー
スクリューポスト
コロナルスクリュー
アタッチメントメーラ
印象パーツ (オープントレー)

使用するドライバーの形状
対辺距離: 1.1mm
フレックスドライバー

アパットメントスクリュー

使用するドライバーの形状
対辺距離: 1.0mm
ドライバー-SR、ドライバー-CR

旧ロックスクリュー (マイナス溝)
旧ロックスクリュー (プラス溝)

使用するドライバーの形状
マイナス溝幅: 0.5mm
ドライバー-S、ドライバー-C

印象パーツ (クローズドトレイ)

インプレッションドライバー

TXキーパーホルダー

TXライバー