


3-5 上部構造パーツ一覧



※ 本表は TL インプラント RP の製品群です。

カバースクリュー ヒーリングアバットメント アバットメントスクリュー 印象パーツ (インプラントレベル) シリンダースクリュー スプリントヒーリングキャップ 印象パーツ (スプリントABオープントレイ)	▶	 使用するドライバーの形状 対角線距離：1.7mm ヘキサロピュラードライバー
印象パーツ (スプリントABクローズドトレイ)	▶	インプレッションドライバー
スプリントアバットメント	▶	スプリントアバットメント用ドライバー
ボールアバットメント	▶	ボールアバットメントライバー
LOCATOR アバットメント	▶	LOCATOR アバットメントドライバー