

手動研ぎ器〈両刃用〉 手前にひくだけ、手軽に研げる

ダイヤモンド ロールシャープナー

いろいろな材質の包丁が研げる

セラミックス

ステンレス

鋼・チタン

※京セラ製に限る

京セラ製
セラミックナイフ
対応研ぎ器従来の砥石と同様に
縦方向に研磨。ダイヤモンド砥石が回転し、従来の手作業で
砥石を使うのと同様に縦方向に研ぐので、
切れ味が回復します。京セラ ダイヤモンド
ロールシャープナー



手動研ぎ器〈金属刃物・両刃用〉 押して引いて約10回!

ロールシャープナー

金属包丁がカンタンに研げる

ステンレス

鋼・チタン

押して引いて約10回!
荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。包丁を本体のガイド溝に入れ
て前後に10回程度往復させ
るだけで、荒研ぎと仕上げ
研ぎが一度にできます。従来の砥石と同様に
縦方向に研磨。セラミックホイールが回転し、
刃先を縦方向に研ぎます。
従来の板砥石と同じ方向に
刃付けができます。

電動研ぎ器〈金属刃物用〉

ファインシャープナー

色々な金属刃物が研げる

電池式(アルカリ単3電池2本 別売り)

電動歯ブラシの
原理で
安全に素早く
簡単に研げます。交換可能なセラミック砥石
(SS-30用) 別売り 1,000円(+税)
JAN: 4960664595228

音波振動のチカラで研ぐ

新しいタイプの研ぎ器です。

ファインセラミック砥石が
鋭く研ぐ!1秒に約150往復の音波振動で
素早く研ぐ!

電動包丁研ぎ器〈両刃用〉

電動ダイヤモンドシャープナー

いろいろな材質の包丁が研げる

セラミックス

ステンレス

鋼・チタン

※京セラ製に限る

電池式(アルカリ単3電池4本 別売り)

京セラ製
セラミックナイフ
対応研ぎ器電動パワー
×
ダイヤモンド砥石採用ステンレス、鋼はもちろんセラ
ミックスからチタンまで、いろ
んな材質の包丁が研げる電動
式のダイヤモンドシャープナー。
電動パワーとダイヤモンド砥石
で、素早く・鋭く・簡単に研ぐこ
とができます。いままです研ぎが
むずかしかったセラミックナイフも
ご家庭で簡単に研げます。セラミックナイフも
自分で研げます

※セラミックナイフは京セラ製に限ります。

切れ味が悪くなった
セラミック刃 研ぎ終わった
セラミック刃
京セラ製セラミックナイフなら、刃先
が刃こぼれしていても、0.5mm程度
のカケであれば、お手入れすること
ができます。

包丁の切れ味が、よみがえる



ロールシャープナー

RS-20BK (N)
158×58×57mm
10個×10箱
4960664414239
MADE IN FINLAND
メーカー希望小売価格
2,000円(+税)

ロールシャープナー

RS-20BKS (N)
158×58×57mm
10個×10箱
4960664428212
MADE IN FINLAND
メーカー希望小売価格
2,000円(+税)ダイヤモンド
ロールシャープナーDS20S
136×55×50mm
10個×10箱
4960664815005
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
2,000円(+税)電動
ダイヤモンドシャープナーDS-38
155×98×73mm
20個
4960664674824
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
3,800円(+税)

ファインシャープナー

SS-30
202×38×57mm
10個×4箱
4960664583027
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
3,000円(+税)セラミック
シャープナーCS-10-N
255×35×19mm
10本×10箱
4960664612123
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)

機能的でスタイリッシュな
ファインレジェンドシリーズ

「強さ」「形」「使いやすさ」の3要素を追求したセラミックナイフ



三徳ナイフ(17cm)
FKR-170-FL
303×47×17mm
10本×5箱
4960664623952
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
6,500円(+税)



三徳ナイフ(15cm)
FKR-150-FL
283×45×17mm
10本×5箱
4960664623969
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
5,500円(+税)



パン切り&スライスナイフ
FKR-180P-N
310×33×20mm
10本×5箱
4960664586066
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
6,500円(+税)



シェフズナイフ
FKR-180C-N
310×45×20mm
10本×5箱
4960664586059
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
6,300円(+税)



菜切りナイフ
FKR-150NK-N
278×49×19mm
10本×5箱
4960664752485
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
6,300円(+税)



三徳ナイフ(大)
FKR-160-N
290×48×20mm
10本×5箱
4960664586073
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
6,000円(+税)



三徳ナイフ
FKR-140-N
270×45×20mm
10本×5箱
4960664586080
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
5,000円(+税)



ベティナイフ
FKR-130-N
250×31×19mm
10本×5箱
4960664586097
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
4,000円(+税)



フルーツナイフ
FKR-110-N
227×28×19mm
10本×5箱
4960664586103
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
3,200円(+税)



便利なナイフ
FKR-MG120-N
235×29×19mm
10本×5箱
4960664732081
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
3,800円(+税)

鋭い切れ味、きれいな切り口



セラミックスライサー
3段階厚み調節機能付
(プロテクター付)
CSN-182SWH
277×92×24mm
5個×10箱
4960664448753
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,800円(+税)



セラミックスライサー
うす切り(プロテクター付)
CSN-152WHP
277×92×24mm
5個×10箱
4960664448753
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,500円(+税)



せん切りスライサー
(プロテクター付)
CSN-182SWH
277×92×24mm
5個×10箱
4960664594290
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,800円(+税)



おろしプレート
CSN-060WH
277×92×24mm
10個×10箱
4960664436293
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
600円(+税)



ワイドスライサー
(プロテクター付)
CWS-230
357×128×46mm
10個×3箱
4960664665297
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
2,300円(+税)



調理器5点セット
CSN-500WHN
295×102×101mm
30個
4960664536016
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
5,500円(+税)



セラミック
スライサーセット
CS-350
172×97×80mm
200個
4960664586202
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
3,500円(+税)



スライサー
プロテクター
CS-040P
97×80×30mm
200個
4960664395934
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
400円(+税)

軽くて握りやすい



セラミック
キッチン(ロング)
CH-350L
195×85×18mm
10個×5箱
4960664815012
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
3,500円(+税)



セラミック
キッチン(さみ)
CH-350
175×85×18mm
10個×5箱
4960664593675
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
3,500円(+税)

軽やかな切れ味



セラミックワイドピーラー
CWP-17BK
172×107×19mm
10個×10箱
4960664776726
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,700円(+税)



セラミックピーラー
CP-NA09
155×84×16mm
10個×10箱
4960664586110
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
800円(+税)



セラミックピーラー
CP-NBK(N)
145×78×27mm
10個×10箱
4960664414192
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
800円(+税)



セラミックおろし
CD-18(N)
160×30mm
24個
4960664414208
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,800円(+税)



セラミック
本格薬味おろし
HY-12
142×80×9.8mm
25個×4箱
4960664513512
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,200円(+税)



セラミック
薬味おろし
CY-10(N)
93×21mm
10個×10箱
4960664414215
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)



セラミック
薬味おろし
CY-10P(N)
93×21mm
10個×10箱
4960664414222
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)



黒いまな板
BB-99
300×210×2mm
100枚
4960664503926
MADE IN JAPAN
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)

社会福祉法人
日本点字図書館
推奨品

手軽にくるっと回すだけ

粗さ調節機能付き

分解洗浄可能

ガラス容器 90ml



セラミックミル
すりごま専用
CM-15N-YL
Φ51mm×137mm
10個×5箱
4960664688524
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,500円(+税)



セラミックミル
結晶塩/スパイス 用
CM-15N-BK
Φ51mm×137mm
10個×5箱
4960664688500
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,500円(+税)



セラミックミル
結晶塩/スパイス 用
CM-15N-WH
Φ51mm×137mm
10個×5箱
4960664688517
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,500円(+税)



セラミックミル
すりごま専用
CM-10N-YL
Φ53mm×130mm
10個×5箱
4960664688494
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)



セラミックミル
結晶塩/スパイス 用
CM-10N-BK
Φ53mm×130mm
10個×5箱
4960664688470
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)



セラミックミル
結晶塩/スパイス 用
CM-10N-WH
Φ53mm×130mm
10個×5箱
4960664688487
MADE IN CHINA
メーカー希望小売価格
1,000円(+税)

商品の仕様および価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
商品とチラシの色とは多少異なる場合がございます。
このチラシは2017年4月現在のものです。
「Fine Legend(ロゴマーク)」は、京セラ株式会社の登録商標です。

商品に関する相談・お問い合わせは、お客様相談室へ

TEL.0120-984-009(無料)

URL <http://www.kyocera.co.jp/living/>



京セラ株式会社 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 TEL(075)604-3462(直通) URL <http://www.kyocera.co.jp/living/>

東京事業所: 〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32番地42号

TEL(03)6364-5534(直通)